

コードレス噴霧器

日本紙通商株式会社

フォガーオン

FOGGER ON

さまざまなものをフォガーオンで

キレイに、
安全に



フォガーオンは強力な噴霧と超微粒子スプレー機能で

すみずみまで
除菌・消臭

ができるようお手伝いする
コードレス噴霧器です。

軽量

本体の重量は約1.75kg。どこでもだれでも使いやすい設計です。

スピード

コードレスタイプ。満充電なら連続で約40分間の噴霧が可能です。

経済

広々としたスペースを効率的に除菌することができ、コストパフォーマンスが優秀です。

特別価格

49,500円 (税込)

フォガーオン仕様

商品名	コードレス噴霧器 フォガーオン	タンク容量	1,000ml
型番	FOGGER-7000	噴霧量	約16cc / 分
定格入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	バッテリー	リチウムイオン
出力電圧	DC12.6V / 2.0A	電圧	DC12V
本体重量	約1.75kg	バッテリー容量	5,800mAh
サイズ	約350×185×150(mm)	充電時間	約3時間以上
		連続使用時間	約40分

使用方法

- 電源を入れて、除菌する対象物に向けて噴霧してください。
- 対象物の周りを均一になるように噴霧してください。

使用上の注意

- できるだけ水平に噴霧してください。傾きや液量によってタンクのふたから液漏れする場合があります。
- 人がいないことを確認したうえで噴霧してください。

フォガーオンは、こんな場所におすすめです。



介護施設
福祉施設



ホテル
旅館
オフィス



農業
畜産業



ペットショップ
アニマルホテル



ヨガ
ダンス
ジム等



ヘアサロン
ネイルサロン



食品工場
飲食業

フォガーオン専用次亜塩素酸水（弱酸性）

Eva Water ~エヴァウォーター~



4L (3本入) / 1ケース



10L (1ケース)

どこにも真似できない オンリーワン製法（緩衝法技術）

特許取得製法により次亜塩素酸水の
安全性・除菌力・安定性も高めた消臭、
除菌水です。

宮崎大学でのコロナウイルス(PEDV)への除菌試験

宮崎大学での除菌試験の結果、25ppmの濃度でコロナウイルス(PEDV)を除菌しました。

コロナウイルス(PEDV,NK94P6株)の 1分、2分、10分間作用に対する効果

ウイルス力価 250 TCID ₅₀	1分	2分	10分
100ppm	+	+	+
50ppm	+	+	+
25ppm	+	+	+
12.5ppm	+	+	+
6.2ppm	+	+	+
3.1ppm	+	+	+
1.5ppm	+	+	+
陽性対照	-	-	-

コロナウイルス(PEDV, JM株)の 1分、2分、10分間作用に対する効果

5,000 TCID ₅₀	1分	2分	10分
100ppm	+	+	+
50ppm	+	+	+
25ppm	+	+	+
12.5ppm	±	±	+
6.2ppm	-	-	-
3.1ppm	-	-	-
1.5ppm	-	-	-
陽性対照	-	-	-

陰性対照にはCPEが見られなかった。（CPE：ウイルスに感染した培養細胞にみられる形態変化のこと）

※+は除菌反応有り ※優性、陰性対照実験を行っています。 ※TCID₅₀:50%の培養細胞に対して感染するウイルス濃度を指す ※2020年5月：宮崎大学農学部実施試験

メーカー型番	お申込み番号	商品名	単位	本体価格(税込/税抜)
FOGGER-7000	865-9394	コードレス噴霧器 フォガーオン	1台	¥49,500 / ¥45,000
EW03-04CS	865-9622	エヴァウォーター 4L	1ケース (3本)	¥10,230 / ¥9,300
EW03-10LB	865-9639	エヴァウォーター 10L	1ケース	¥7,590 / ¥6,900

※本パンフレットで使用しているイラストや写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。※本パンフレットに記載されている事項については、効果効能を保証するものではありません。※フォガーオンには計量カップが付属されておりません。※仕様やデザインなどは品質向上等の理由で予告なく変更される場合があります。

お問合せはこちら

日本製紙グループ

日本紙通商株式会社

東京都千代田区神田駿河台 4-6

TEL : 03-6665-7386

FAX : 03-6260-8565

ヘルスケア商品部

営業担当：

お問合せ受付時間：平日 10時～16時

事業者向け会員制オンラインショップ

紙通
KAMITSUSHO.COM

他にも様々な商材を掲載中！

